



Praktische integrierte Seifenschale
Kein Verkratzen durch Gummifuß



Praktische integrierte Seifenschale
Kein Verkratzen durch Gummifuß
Länge 69 cm
Länge 74,5 cm



Badebrett Benny

Komfort, Sicherheit und Stabilität im Bad

- Rutschsichere Sitzfläche mit Wasserablauföchern
- Einfaches und sicheres Einsteigen in die Badewanne
- Bequem an die Wannenbreite anpassbar
- Inkl. Haltegriff und integrierter Seifenablage
- Einfache und schnelle Montage ohne Werkzeug
- Gummiaufleger bieten Sicherheit und schützen vor Kratzern
- Lieferung in praktischer, kundenfreundlicher Mitnahmeverpackung
- Einfach zu reinigen

Badebrett Benny XL

Komfort und Sicherheit bei maximaler Belastung

- Badewannenbrett mit maximaler Belastung
- Rutschsichere Sitzfläche mit Wasserablauföchern
- Einfaches und sicheres Einsteigen in die Badewanne
- Bequem an die Wannenbreite anpassbar
- Inkl. Haltegriff und integrierter Seifenablage
- Einfache und schnelle Montage ohne Werkzeug
- Gummiaufleger bieten Sicherheit und schützen vor Kratzern
- Lieferung in praktischer, kundenfreundlicher Mitnahmeverpackung
- Einfach zu reinigen



Badebrett Benny

Bestellnummer	Länge 69 cm	Länge 74,5 cm
weiß und rot	550 100 100	550 100 200
HMV-Nr.	04.40.02.0017	04.40.02.0016

Badebrett Benny XL

Bestellnummer	Länge 69 cm	Länge 74,5 cm
weiß und blau	550 100 300	550 100 400

Technische Daten

Produkt	Länge 69 cm					Länge 74,5 cm				
	Breite	Länge	Verstellung	Gewicht	Max. Belastung	Breite	Länge	Verstellung	Gewicht	Max. Belastung
Badebrett Benny	35 cm	69 cm	40 - 63 cm	2,1 kg	150 kg	35 cm	74,5 cm	43 - 68 cm	2,6 kg	150 kg
Badebrett Benny XL	35 cm	69 cm	40 - 63 cm	2,1 kg	225 kg	35 cm	74,5 cm	43 - 68 cm	2,6 kg	210 kg