





2. Ausführung  
Delphi Plus



3. Ausführung  
Delphi 2Plus

Großflächige  
GummifüÙe



Drehteller

Höhenverstellbare  
Beine



## Duschocker Delphi

Das Leichtgewicht mit maximaler Belastbarkeit

- Sicher, stabil und platzsparend
- Sitzfläche mit Ablaufschlitzen
- Geringes Eigengewicht
- In drei Ausführungen lieferbar
- Dreifache Sitzhöhenverstellung durch Teleskopbeine
- Sicherer Stand durch GummifüÙe
- Lieferung in praktischer Mitnahmeverpackung
- Einfach zu reinigen



## Duschocker Delphi

Mit drehbarer Sitzfläche

- Leicht drehbare Sitzfläche
- Erleichtert den Transfer und die tägliche Hygiene
- Hautfreundliche Beschichtung
- Dreifache Sitzhöhenverstellung durch Teleskopbeine
- Sicherer Stand durch GummifüÙe
- Einfach zu reinigen



Duschocker Delphi			
Bestellnummer	Delphi	Delphi Plus	Delphi 2Plus
weiß	540 100 000	540 200 000	540 300 000
Hygieneausparung	ohne	mit einer	mit zwei

Duschocker Delphi	
Bestellnummer	mit Drehsitz
weiß	540 400 000

Technische Daten						
Produkt	Breite	Höhe	Sitzfläche	Sitzhöhe	Gewicht	Max. Belastung
Duschocker Delphi	max. 38 cm	45 - 50 - 55 cm	Ø 38 cm	45 - 50 - 55 cm	1,6 kg	180 kg
Duschocker Delphi drehbar	max. 38 cm	45 - 50 - 55 cm	Ø 38 (32,5) cm	45 - 50 - 55 cm	3,1 kg	140 kg