



Qualität und **Sicherheit**,
die sich **im Alltag**
bewähren




Sitzbrille
abnehmbar



Stufenlos einstell-
bare Fußstütze



Eimer mit Deckel



Toilettenrollstuhl TRS 130

Der Klassiker in höchster Qualität

- Komfortabel, sicher und besonders stabil
- Feststellbremsen an den hinteren Lenkrollen
- Absenkbare Armlehne erleichtert den Transfer
- Stabile, abschwenkbare und abnehmbare Fußstützen
- Serienmäßiger Eimer in handelsüblicher Ausführung
- Ohne Eimer optimale Anpassung über dem Toiletten-
becken
- Stufenlos einstellbare Fußstützen
- Einfache, werkzeugfreie Montage
- Einfach zu reinigen



Toilettenrollstuhl TRS 130

Bestellnummer	TRS 130	Sitzbrille / Sitzauflage / Eimer m. Deckel
schwarz-grau	530 100 000	530 100 001 / 020 / 090
HMV-Nr.	18.46.02.0058	

Technische Daten

Produkt	Breite	Länge	Höhe	Sitzbreite	Sitztiefe	Sitzhöhe*	Fußstützen	Gewicht	Max. Belastung
Toilettenrollstuhl TRS 130	56 cm	95 cm	97 cm	44 cm	42,5 cm	52 / 55,5 cm	42 - 50 cm	14,4 kg	130 kg

*ohne/mit Abdeckplatte