


Invacare® **H720T**



**Sicher und belastbar**

- Wiedereinsatz möglich
- Fahrbarer Toilettenstuhl
- Optimale Überfahrbarkeit von Toilettenbecken durch platzsparenden Schiebebügel
- Erleichtertes Umsetzen durch absenk- und abschwenkbare Armlehnen und abschwenkbare, abnehmbare Fußstützen
- Stabile Toilettenbrille mit integriertem Toilettentopfhalter
- **H720T** Spezial mit Sitztiefe 480 mm und Sitzbreite 600 mm

Invacare® **H440 Omega Eco**



**Sicher und stapelbar**

- Wiedereinsatz möglich
- Leichte Reinigung und Desinfektion durch glatte Oberflächen
- Schnelle Höhenverstellbarkeit und innovativer Toiletteneinsatz
- Optimale Positionierung über dem Toilettenbecken
- Belastbarkeit bis 140 kg

**Technische Daten**

Bestellnummern	Invacare® <b>H720T</b>	<b>H440 Omega Eco</b>
Toilettenstuhl, fahrbar	<b>1525770</b>	
Toilettenstuhl, fahrbar, in Sonderbau	<b>H720T S</b>	
Toilettenstuhl (VPE: 5 Stk.)		<b>1542903</b>
<b>Hilfsmittelverzeichnisnummern</b>		<b>33.40.04.0023</b>
<b>H720T</b>	<b>18.46.02.0001</b>	
<b>H720T Special 60-48</b>	<b>zusätzlich 18.99.99.2002</b>	

Weiteres		
Gewicht	14,0 kg	7,5 kg
Belastbarkeit	135 kg	140 kg
Farbe	Schwarz-Anthrazit	Lavendelblau

