


Invacare® Marina

- ... Badewannenbrett in attraktivem Design
- ... Robustes, pflegeleichtes Material
- ... Rutschsichere Sitzfläche
- ... Abgerundete Kanten und die geschlossene Oberfläche vereinfachen dem Nutzer das Umsetzen
- ... Handgriff sorgt für zusätzliche Sicherheit
- ... Praktischer Duschbrausehalter auf beiden Seiten
- ... Integrierte Seifenablage
- ... Durch Verstellerelemente und besonders großen Verstellbereich individuell anpassbar und sicher in der Wanne fixiert
- ... Besonders hohe Belastbarkeit: 150 kg!
- ... Geringes Gewicht



Praktischer Duschbrausehalter



Bestellnummer	<i>Invacare® Marina</i>
Badewannenbrett mit Handgriff	1525940
Hilfsmittelverzeichnisnummer	beantragt
Abmessungen	
Gesamtbreite (A)	33 cm
Gesamttiefe (B)	69 cm
Gesamthöhe (C)	16 cm
Breite Handgriff (D)	18 cm
Verstellbereich Innenmaß (E)	39 - 63 cm
Weiteres	
Gewicht	1,6 kg
Belastbarkeit	150 kg!
Farbe	Weiß



INVACARE®AQUATEC GmbH
 Alemannenstraße 10
 88316 Isny / Deutschland
 Telefon +49 (0) 75 62 / 7 00-0
 Telefax +49 (0) 75 62 / 7 00-66
 info@invacare-aquatec.com
 www.invacare-aquatec.de