



Ausstattung

- Rücken- und Sitzbezug Nylon
- Beinstützen nach innen und außen abschwenkbar
- Fußplatten mit Klett-Fersenbändern
- Duo-Seitenteile desk/lang, abschwenkbar
- PU Bereifung
- Radstandverlängerung
- Adapterblock
- Feststellbremse Fahrerbedienung

Daten

Max. Belastbarkeit:	125 kg
Gesamtgewicht:	19 kg
Gesamtlänge:	99 cm
Gesamtbreite:	56 – 71 cm
Gesamthöhe:	87 – 91 cm
Sitzhöhe:	47 – 51 cm
Sitzbreite:	37 – 52 cm
Rückenhöhe:	40 cm
Rahmenfarbe:	Silber

Preis

599,00 Euro (UVP)

Besonderheiten:

- Variable Sitzbreiten- und -höhereinstellungen
- Nach innen und außen abschwenkbare Beinstützen
- Duo-Seitenteile

Standardrollstuhl
S-Eco 300

Dank umfangreicher Ausstattung ist der 19 kg leichte S-Eco 300 ein optimaler Begleiter in der Standardversorgung für drinnen und draußen.

Variabler geht es kaum: Sitzbreiten von 37 bis 52 cm, Sitzhöhen von 47 bis 51 cm, nach innen und außen schwenkbare Beinstützen mit anatomisch geformtem Griff.

Und dank Duo-Seitenteilen und serienmäßiger Radstandverlängerung passt sich der S-Eco 300 flexibel an die Bedürfnisse seines Fahrers an. Darüber hinaus sind die Ersatzteile mit dem Pyro Start kompatibel.

HMV-Nr. 18.50.02.0106